KERN MGD 100K-1S05

Edler Look kombiniert mit flacher und stabiler Glaswägeplatte für leichtes Betreten und maximale Sicherheit



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	MGD 100K-1S05
Modell-Reihe	MGD
Assortment	Waagen
Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Badezimmerwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761208346
Geplanter Starttermin	2018-1HJ
Zolltarifnummer	84231090
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	180 kg
Ablesbarkeit	0,1 kg
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	300×300×19 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Material-Wägeplatte	Glas
Wägefläche (d)	300×300 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	300×300 mm
Abmessungen komplett montiert (BxTxH)	300×300×19 mm

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	40 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Betriebszeit	100 h

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung nicht möglich
Linearität	± 1 kg
Ablesbarkeit	0,1 kg
Reproduzierbarkeit	1 kg
Wägeeinheiten	Kg;lb;lb:st
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	5 %

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	330×330×160 mm
Bruttogewicht	14 kg
Nettogewicht	8 kg
Versandart	Paketdienst

KERN MGD 100K-1S05

Edler Look kombiniert mit flacher und stabiler Glaswägeplatte für leichtes Betreten und maximale Sicherheit

UN-Nummer	3091
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	3,25 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	3,25 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-129S05

Funktionen

Standard

