KERN MBC 20K10M

Joli pèse-bébé avec approbation médicale pour une utilisation professionnelle mobile ou fixe dans le diagnostic médical, homologation en option



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	MBC 20K10M
Model-Serie	MBC
Assortment	Balances
Segment	Produits médicaux
Groupe de produits	Pèse-bébés
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761192942
Modèle prédécesseur	MBC 20K10M-2.017a
Date de début prévue	2017-2HJ
Numéro de tarif douanier	84231090
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	20 kg
Lecture	0,01 kg
Valeur de vérification (e)	0,01 kg

Données techniques - Construction	
Plaque de pesage du matériau	Plastique
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	600×280 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	600×280 mm
Dimensions entièrement monté (LxPxH)	600×410×112 mm
Boîtier du matériau	Plastique

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	25 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	6×15 V AA
Temps de fonctionnement	20 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK
Temps de charge	12 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	40 h
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,01 kg
Poids d'ajustement recommandé	20 kg (M1)
Répétabilité	0,01 kg
Unités de pesage	Kg
Système de pesage	Jauge de contrainte

KERN MBC 20K10M

Joli pèse-bébé avec approbation médicale pour une utilisation professionnelle mobile ou fixe dans le diagnostic médical, homologation en option

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C


Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	480×650×175 mm
Poids brut	6 kg
Poids net	4,6 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	300 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	1,2 kg
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification	
Charge minimale (Min)	0,2 kg
Vérification par KERN possible	Yes
Classe de vérification	III
Classe MPG	1m
Code CND	Z12080402
Code GMDN	35324

Services en option	
DAkkS Calibrage	963-128
Vérification	965-128.

Les fonctions

Standard



Option



Factory

