KERN 313-036

Gewichtssatz, E2, 1 mg - 100 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	313-036
Modell-Reihe	313-0.6
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E2 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761494503
Vorgängermodell	313-36-2.024a
Geplanter Starttermin	2025-2HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	CN
Selektiver Vertrieb	0

Technische Daten - Primär	
Nennwert	1 mg - 100 g
Gehäuse Aluminium	313-030-600
Gewichtsset Koffer	Im Aluminiumetui

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl poliert
Ist Gewichtsset	Yes

Technische Daten - Messsystem	
OIML-Klasse	E2
OIML-konform	Yes

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	165×125×75 mm
Bruttogewicht	0,90 kg
Nettogewicht	0,65 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	250 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-302

Funktionen

Standard

KERN 313-036

Gewichtssatz, E2, 1 mg - 100 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui

1 DAY

Option

DAkkS