KERN 326-07

Peso singolo, classe OIML F1, 100 g, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	326-07
Modello-Serie	326
Assortment	Bilance
Segment	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML F1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761247284
Modello precedente	326-7-2.018a; 326-7-2.025a; 327-67; 329-7
Data di inizio prevista	2026-2HJ
Numero di tariffa doganale	84239090
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Valore nominale	100 g
Tolleranza (OIML)	0,5 mg
Cassa in alluminio	317-070-600
Cassa in plastica	347-070-400
Cassa in legno	317-070-100

Dati tecnici - Costruzione	
Materiale	Acciaio inossidabile lucidato

Dati tecnici - Sistema di misura	
Valore nominale	100 g
Classe OIML	F1
Conformità OIML	Yes
Tolleranza (OIML)	0,5 mg
Densità (kg/m³)	7.960
Volume (cm³)	12,5

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	22×22×38 mm
Peso lordo	0,10 kg
Peso netto	0,10 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

Servizi opzionali	
Calibrazione DAkkS	962-437

Funzioni

Standard



Option

