KERN MFB 150K100S05

Design Körperanalysenwaage zur Ermittlung von Körpergewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelmasse, Knochenanteil, BMI und Grundumsatz/Aktivitätsumsatz



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	MFB 150K100S05
Modell-Reihe	MGE
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Badezimmerwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761208360
Geplanter Starttermin	2018-1HJ
Zolltarifnummer	84231090
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	182 kg
Ablesbarkeit	0,1 kg
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	300×300×25 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Material-Wägeplatte	Glas
Wägefläche (d)	300×300 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	300×300 mm
Abmessungen komplett montiert (BxTxH)	300×300×25 mm

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	35 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	2xCR2.032
Betriebszeit	100 h

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung nicht möglich
Linearität	± 0,5 kg
Ablesbarkeit	0,1 kg
Reproduzierbarkeit	0,1 kg
Wägeeinheiten	Kg;lb
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	5 %

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	330×330×300 mm
Bruttogewicht	10 kg
Nettogewicht	9 kg

KERN MFB 150K100S05

Design Körperanalysenwaage zur Ermittlung von Körpergewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelmasse, Knochenanteil, BMI und Grundumsatz/Aktivitätsumsatz

Versandart	Paketdienst
UN-Nummer	3091
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	900 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	900 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	963-129S05

Funktionen

Standard

