KERN 314-08

Gewichtssatz, E2, 1 g - 5 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	314-08
Modell-Reihe	314
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E2 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761003316
Geplanter Starttermin	2004-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär	
Nennwert	1 g - 5 kg
Gehäuse Holz	313-080-100
Gewichtsset Koffer	Im Holzetui

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl poliert
Ist Gewichtsset	Yes
Anzahl der Gewichte im Set	16
Art des Gehäuses	Im Holzetui

Technische Daten - Messsystem	
Nominalwert	1 g - 5 kg
OIML-Klasse	E2
OIML-konform	Yes

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	420×200×200 mm
Bruttogewicht	18 kg
Nettogewicht	18 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-321

Funktionen

Standard

KERN 314-08

Gewichtssatz, E2, 1 g - 5 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui

1 DAY

Option

DAkkS