KERN ORA 3AB

Brechungsindex-Messung für Labore und die Industrie



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	ORA 3AB
Modell-Reihe	ORA-AL
Sortiment	Mikroskope & Optische Messtechnik
Produkt Segment	Refraktometer
Produktgruppe	Analoge Refraktometer
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761261051
Nachfolgemodell	ORA 3AA-2.024a
Geplanter Starttermin	2022-1HJ
Zolltarifnummer	90275000
Modell- Status	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Skalen	Brix Stammwürze (Bier)
Skala Bereich	0 % - 32 % 1,000 SG Wort - 1,130 SG Wort

Technische Daten - Konstruktion	
Typ	Handrefraktometer
Skala anzeigen	Analog
Abmessungen (B×T×H)	198×40×40 mm

Technische Daten - Messsystem	
Messverfahren	Lichtbrechung
Messung Temp min	10 °C
Mess-Temp max	30 °C
Ablesung	0,2 % 0,001 SG Wort

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	215×94×65 mm
Bruttogewicht	0,35 kg
Nettogewicht	0,30 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	888,76 mg
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	49,9797 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	1,41156 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
ISO-Kalibrierung	961-290

Funktionen

Standard



Option

