

Lorsque chaque centimètre compte : toises mécaniques avec approbation médicale pour une utilisation professionnelle dans le diagnostic médical

MSB 80

- Toise mécanique portable
- Approbation médicale selon le règlement (UE) 2017/745
- Pour les bébés d'une taille de 80 cm maximum
- Grande butée pour faciliter le maniement (mettre, glisser, lire)
- Graduation avec 0 à droite et à gauche pour une utilisation dans les deux sens
- Butée repliable pour un rangement peu encombrant

MBA-A01

- Toise mécanique portable
- Approbation médicale selon le règlement (UE) 2017/745
- Pour les bébés d'une taille de 80 cm maximum
- Construction robuste
- Dimensions compactes
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Lecture sur règle graduée avec butée mobile
- Grande butée pour faciliter le maniement (mettre, glisser, lire)


MSC 100


- Toise mécanique portable
- Approbation médicale selon le règlement (UE) 2017/745
- Pour les petits enfants d'une taille de 100 cm maximum
- Lecture sur règle graduée avec butée mobile
- Profil en aluminium solide
- Butée repliable pour un rangement peu encombrant


MSF 200

- Toise mécanique
- Approbation médicale selon le règlement (UE) 2017/745
- Lecture sur règle graduée avec butée mobile repliable
- Pour montage sur balances KERN MPS-PM, MPB-P ou pour montage mural 1
- Profil en aluminium solide

Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !







DE SÉRIE

1 DAY

CE 0297

Modèle KERN	Plage de mesure cm (inch)	Partage de mm (inch)	Dimensions totales L×P×H mm	Poids net env. kg
MSB 80	10 – 80	1	882×70×28	0,70
MBA-A01	30 – 80 (11⅘ – 31½)	1 (1⁄16)	850×240×60	0,40
MSC 100	7,5 – 100 (2½ – 39¼)	1 (1⁄16)	1020×290×50	0,70
MSF 200	60 – 205 (23½ – 78¾)	1 (1⁄16)	53×40×1000	0,80