KERN 366-92

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 200 g, Zylinder, Gusseisen lackiert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	366-92
Modell-Reihe	366-9
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M3 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761482067
Vorgängermodell	366-92-2.024a
Geplanter Starttermin	2025-2HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	IN

Technische Daten - Primär	
Nennwert	200 g
Toleranz (OIML)	100 mg

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Gusseisen lackiert

Technische Daten - Messsystem	
OIML-Klasse	M3
OIML-konform	Yes
Dichte (kg/m³)	7.100
Volumen (cm³)	28,169

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	39×39×28 mm
Bruttogewicht	0,25 kg
Nettogewicht	0,20 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	8 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung	
Eichung möglich	No

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-638

Funktionen

Standard

KERN 366-92

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 200 g, Zylinder, Gusseisen lackiert



Option

