KERN 328-42

Milligrammgewichtssatz, F1, 1 mg - 500 mg, Draht, Edelstahl poliert, im Kunststoff-Etui



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	328-42
Modell-Reihe	T3.8-42-A
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761495036
Geplanter Starttermin	2025-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Nennwert	1 mg - 500 mg
Gehäuse Kunststoff	328-222-420
Gewichtsset Koffer	Im Kunststoff-Etui

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl poliert
Ist Gewichtsset	Yes
Anzahl der Gewichte im Set	12

Technische Daten - Messsystem	
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Yes

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	136×53×22 mm
Bruttogewicht	0,10 kg
Nettogewicht	0,10 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-450

Funktionen

Standard

KERN 328-42

Milligrammgewichtssatz, F1, 1 mg - 500 mg, Draht, Edelstahl poliert, im Kunststoff-Etui

1 DAY

Option

DAkkS