KERN 318-22

Milligrammgewichtssatz, E2, 1 mg - 500 mg, Plättchen, Edelstahl poliert, im Kunststoff-Etui



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	318-22
Modell-Reihe	T3.8-22-A
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E2 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761495043
Vorgängermodell	318-22-2.024a
Geplanter Starttermin	2025-2HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	CN
Selektiver Vertrieb	0

Technische Daten - Primär	
Nennwert	1 mg - 500 mg
Gehäuse Kunststoff	328-222-420
Gewichtsset Koffer	Im Kunststoff-Etui

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl poliert
Ist Gewichtsset	Yes
Anzahl der Gewichte im Set	12

Technische Daten - Messsystem	
OIML-Klasse	E2
OIML-konform	Yes

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	136×53×22 mm
Bruttogewicht	0,10 kg
Nettogewicht	0,10 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-350

Funktionen

Standard

KERN 318-22

Milligrammgewichtssatz, E2, 1 mg - 500 mg, Plättchen, Edelstahl poliert, im Kunststoff-Etui

1 DAY

Option

DAkkS