# KERN 334-096

Gewichtssatz, F2, 1 g - 10 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Aluminiumetui



| Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen | |
|---|---|
| Modell-Artikel-Code | 334-096 |
| Modell-Reihe | 334-0.6 |
| Assortment | Waagen |
| Segment | Prüfgewichte |
| Produktgruppe | OIML F2 Prüfgewichte |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel |
| EAN-Code (Modell) | 4045761224414 |
| Geplanter Starttermin | 2019-1HJ |
| Zolltarifnummer | 84239090 |
| Herkunftsland | DE |

| Technische Daten - Primär | |
|---|---|
| Nennwert | 1 g - 10 kg |
| Gehäuse Aluminium | 314-090-600 |
| Gewichtsset Koffer | Im Aluminiumetui |

| Technische Daten - Konstruktion | |
|---|---|
| Werkstoff | Edelstahl feingedreht |
| Ist Gewichtsset | Yes |

| Technische Daten - Messsystem | |
|---|---|
| OIML-Klasse | F2 |
| OIML-konform | Yes |

| Technische Daten - Verpackung & Versand | |
|---|---|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 610×260×235 mm |
| Bruttogewicht | 28 kg |
| Nettogewicht | 24 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 4.100 g |
| Lieferzeiten | 1 d |

| Optionale Dienstleistungen | |
|---|---|
| DAkkS Kalibrierung | 962-422 |

## Funktionen

Standard

# KERN 334-096

Gewichtssatz, F2, 1 g - 10 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Aluminiumetui

1 DAY

Option

DAkkS