KERN MBC 15K2DEM

Formschöne Babywaage mit Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik, optional mit Eichung



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	MBC 15K2DEM
Modell-Reihe	MBC
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Babywaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761217669
Vorgängermodell	MBC 15K2DM-2.017a
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	84231090
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	6 kg;15 kg
Ablesbarkeit	0,002 kg;0,005 kg
Eichwert (e)	0,002 kg;0,005 kg

Technische Daten - Konstruktion	
Material-Wägeplatte	Kunststoff
Libelle	Yes
Wägefläche (d)	600×280 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	600×280 mm
Abmessungen komplett montiert (BxTxH)	600×410×112 mm
Material Gehäuse	Kunststoff

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	25 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	6×15 V AA
Betriebszeit	20 h
Aufladezeit	12 h
Eingangsspannung	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	40 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional - intern

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,002 kg;0,005 kg
Empfohlenes Justiergewicht	15 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,002 kg;0,005 kg
Wägeeinheiten	Kg
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C

KERN MBC 15K2DEM

Formschöne Babywaage mit Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik, optional mit Eichung

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	480×654×177 mm
Bruttogewicht	6 kg
Nettogewicht	4,6 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	262 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	1.048 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung	
Mindestlast (Min)	0,04 kg;0,1 kg
Eichung durch KERN möglich	Yes
Eichgültigkeitsklasse	III
MPG-Klasse	1m
CND-Code	Z12080402
GMDN-Code	35324


Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	963-128
Eichung	965-128.

Funktionen

Standard



Option



Factory

