# KERN 343-026

Gewichtssatz, M1, 1 mg - 50 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Aluminiumetui



| Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen | |
|---|---|
| Modell-Artikel-Code | 343-026 |
| Modell-Reihe | 343-0.6 |
| Assortment | Waagen |
| Segment | Prüfgewichte |
| Produktgruppe | OIML M1 Prüfgewichte |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel |
| EAN-Code (Modell) | 4045761224643 |
| Geplanter Starttermin | 2019-1HJ |
| Zolltarifnummer | 84239090 |
| Herkunftsland | DE |

| Technische Daten - Primär | |
|---|---|
| Nennwert | 1 mg - 50 g |
| Gehäuse Aluminium | 313-020-600 |
| Gewichtsset Koffer | Im Aluminiumetui |

| Technische Daten - Konstruktion | |
|---|---|
| Werkstoff | Edelstahl feingedreht |
| Ist Gewichtsset | Yes |

| Technische Daten - Messsystem | |
|---|---|
| OIML-Klasse | M1 |
| OIML-konform | Yes |

| Technische Daten - Verpackung & Versand | |
|---|---|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 165×120×75 mm |
| Bruttogewicht | 0,80 kg |
| Nettogewicht | 0,60 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 240 g |
| Lieferzeiten | 1 d |

| Optionale Dienstleistungen | |
|---|---|
| DAkkS Kalibrierung | 962-601 |

## Funktionen

Standard

# KERN 343-026

Gewichtssatz, M1, 1 mg - 50 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Aluminiumetui

1 DAY

Option

DAkkS