KERN 344-05

Gewichtssatz, M1, 1 g - 500 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Holzetui



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	344-05
Modell-Reihe	344
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761007949
Geplanter Starttermin	2004-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär	
Nennwert	1 g - 500 g
Gehäuse Holz	353-450-200
Gewichtsset Koffer	Im Holzetui

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl feingedreht
Ist Gewichtsset	Yes
Anzahl der Gewichte im Set	12
Art des Gehäuses	Im Holzetui

Technische Daten - Messsystem	
Nominalwert	1 g - 500 g
OIML-Klasse	M1
OIML-konform	Yes

Funktionen

Standard

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	168×98×78 mm
Bruttogewicht	1,8 kg
Nettogewicht	1,8 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-618

KERN 344-05

Gewichtssatz, M1, 1 g - 500 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Holzetui

1 DAY

Option

DAkkS