KERN 313-046

Gewichtssatz, E2, 1 mg - 200 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	313-046
Modell-Reihe	313-0.6
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E2 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761494510
Vorgängermodell	313-46-2.024a
Geplanter Starttermin	2025-2HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	CN
Selektiver Vertrieb	0

Technische Daten - Primär	
Nennwert	1 mg - 200 g
Gehäuse Aluminium	313-040-600
Gewichtsset Koffer	Im Aluminiumetui

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl poliert
Ist Gewichtsset	Yes

Technische Daten - Messsystem	
OIML-Klasse	E2
OIML-konform	Yes

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	190×130×80 mm
Bruttogewicht	1,2 kg
Nettogewicht	0,90 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	200 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-303

Funktionen

Standard

KERN 313-046

Gewichtssatz, E2, 1 mg - 200 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui

1 DAY

Option

DAkkS