# KERN 356-89

Einzelgewicht, OIML-Klasse M2, 50 kg, Block, Gusseisen lackiert




| Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen | |
|---|---|
| Modell-Artikel-Code | 356-89 |
| Modell-Reihe | T3x6-8 |
| Assortment | Waagen |
| Segment | Prüfgewichte |
| Produktgruppe | OIML M2 Prüfgewichte |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel;Zubehör/DL |
| EAN-Code (Modell) | 4045761248304 |
| Vorgängermodell | 356-89-2.019a |
| Geplanter Starttermin | 2020-1HJ |
| Zolltarifnummer | 84239090 |
| Herkunftsland | CN |

| Technische Daten - Primär | |
|---|---|
| Nennwert | 50 kg |
| Toleranz (OIML) | 8 g |

| Technische Daten - Konstruktion | |
|---|---|
| Abmessungen (B×T×H) | 310×155×192 mm |
| Werkstoff | Gusseisen lackiert |

| Technische Daten - Messsystem | |
|---|---|
| OIML-Klasse | M2 |
| OIML-konform | Yes |
| Dichte (kg/m³) | 7.100 |
| Volumen (cm³) | 7.042,2535 |

| Technische Daten - Verpackung & Versand | |
|---|---|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 310×155×192 mm |
| Bruttogewicht | 50 kg |
| Nettogewicht | 50 kg |
| Versandart | Spedition |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 0 g |
| Lieferzeiten | 2 d |

| Optionale Dienstleistungen | |
|---|---|
| DAkkS Kalibrierung | 962-646 |

## Funktionen

Standard

# KERN 356-89

Einzelgewicht, OIML-Klasse M2, 50 kg, Block, Gusseisen lackiert

2 DAYS

Option

DAkkS