# KERN 326-06

Poids individuel, Classe OIML F1, 50 g, Forme Eco, inox poli




| Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut | |
|---|---|
| Code article du modèle | 326-06 |
| Model-Serie | 326 |
| Assortment | Balances |
| Segment | Poids d'essai |
| Groupe de produits | Poids de test OIML F1 |
| Type d'utilisation du produit | Article principal;Accessoire/service |
| Code EAN (Modèle) | 4045761247277 |
| Modèle prédécesseur | 326-6; 326-6-2.018a; 327-66; 329-6 |
| Date de début prévue | 2026-2HJ |
| Numéro de tarif douanier | 84239090 |
| Pays d'origine | CN |

| Données techniques - Primaire | |
|---|---|
| Valeur nominale | 50 g |
| Tolérance (OIML) | 0,3 mg |
| Boîtier aluminium | 317-060-600 |
| Boîtier plastique | 347-070-400 |
| Caisse en bois | 317-060-100 |

| Données techniques - Construction | |
|---|---|
| Matériau | Inox poli |

| Données techniques - Système de mesure | |
|---|---|
| Nominal value | 50 g |
| Classe OIML | F1 |
| OIML conform | Yes |
| Tolerance (OIML) | 0,3 mg |
| Density (kg/m³) | 7.960 |
| Volume (cm³) | 6,25 |

| Données techniques - Emballage et expédition | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 20×20×30 mm |
| Poids brut | 0,05 kg |
| Poids net | 0,05 kg |
| Mode d'expédition | Service de colis |
| Composant de l'emballage - par poids - plastique | 0 g |
| Délai de livraison | 1 d |

| Services en option | |
|---|---|
| DAkkS Calibrage | 962-436 |

## Les fonctions

# KERN 326-06

Poids individuel, Classe OIML F1, 50 g, Forme Eco, inox poli

## Standard




## Option

