
KERN 347-087-N00

Einzelgewicht (Newton), 2 N, Schlitzgewicht (Typ B), Edelstahl feingedreht



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	347-087-N00
Modell-Reihe	347-7-N
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761366725
Geplanter Starttermin	2024-2HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär	
Toleranz (OIML)	10 mg

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl feingedreht

Technische Daten - Messsystem	
OIML-Klasse	M1
Dichte (kg/m³)	8.000
Volumen (cm³)	23,8095

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	60×60×14,1 mm
Bruttogewicht	0,20 kg
Nettogewicht	0,20 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	6 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-638N

Funktionen

Standard

KERN 347-087-N00

Einzelgewicht (Newton), 2 N, Schlitzgewicht (Typ B), Edelstahl feingedreht

6 DAYS

Option

DAkkS