KERN 333-07

Gewichtssatz, F2, 1 mg - 2 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Holzetui



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	333-07
Modell-Reihe	333
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F2 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761005723
Geplanter Starttermin	2004-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär	
Nennwert	1 mg - 2 kg
Gehäuse Holz	353-470-200
Gewichtsset Koffer	Im Holzetui

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl feingedreht
Ist Gewichtsset	Yes
Anzahl der Gewichte im Set	27
Art des Gehäuses	Im Holzetui

Technische Daten - Messsystem	
Nominalwert	1 mg - 2 kg
OIML-Klasse	F2
OIML-konform	Yes

Funktionen

Standard

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	305×180×140 mm
Bruttogewicht	10 kg
Nettogewicht	10 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-406

KERN 333-07

Gewichtssatz, F2, 1 mg - 2 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Holzetui



Option

