KERN 347-161

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 50 kg, Kontrollgewicht, Edelstahl feingedreht



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	347-161
Modell-Reihe	347-1.1
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761008939
Geplanter Starttermin	2004-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär	
Nennwert	50 kg
Toleranz (OIML)	2,5 g
Gehäuse Aluminium	Nicht verfügbar
Gehäuse Holz	337-161-200

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl feingedreht

Technische Daten - Messsystem	
OIML-Klasse	M1
OIML-konform	Yes
Dichte (kg/m³)	7.950
Volumen (cm³)	6.250

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	198×198×250 mm
Bruttogewicht	50 kg
Nettogewicht	50 kg
Versandart	Spedition
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	17 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-646

Funktionen

Standard

KERN 347-161

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 50 kg, Kontrollgewicht, Edelstahl feingedreht

2 DAYS

Option

DAkkS