KERN MCD 300K-1

Fauteuil pèse-personne mobile à l'ergonomie optimisée pour une pesée sûre et pratique



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	MCD 300K-1
Model-Serie	MCD
Assortment	Balances
Segment	Produits médicaux
Groupe de produits	Pèse-personne de chaise
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761202030
Date de début prévue	2018-1HJ
Numéro de tarif douanier	84231090
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	300 kg
Lecture	0,1 kg

Données techniques - Construction	
Plaque de pesage du matériau	Plastique
Niveau à bulle	Yes
Surface de pesée (d)	390×360 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	390×360 mm
Dimensions entièrement monté (LxPxH)	625×990×985 mm
Boîtier du matériau	Acier, laqué

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	25 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	6×15 V AA
Temps de fonctionnement	40 h

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,1 kg
Lecture	0,1 kg
Poids d'ajustement recommandé	300 kg (M1)
Répétabilité	0,1 kg
Unités de pesage	Kg
Système de pesage	Jauge de contrainte
Divergence max. à la charge excentrique (1/3 max)	0,1 kg

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	10 °C

KERN MCD 300K-1

Fauteuil pèse-personne mobile à l'ergonomie optimisée pour une pesée sûre et pratique

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	1.070×690×1.080 mm
Poids brut	36 kg
Poids net	22 kg
Mode d'expédition	Transporteur
Composant de l'emballage - en poids - carton	5,85 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	400 g
Composant d'emballage - par poids - bois	7,15 g
Délai de livraison	2 d

Services en option	
DAkkS Calibrage	963-129

Les fonctions

Standard

