KERN 307-09

Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 500 g, Knopf, Edelstahl poliert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	307-09
Modell-Reihe	307
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761002746
Geplanter Starttermin	2004-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär	
Nennwert	500 g
Toleranz (OIML)	0,25 mg
Gehäuse Aluminium	317-090-600
Gehäuse Kunststoff	317-090-400
Gehäuse Holz	317-090-100

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl poliert

Technische Daten - Messsystem	
Nominalwert	500 g
OIML-Klasse	E1
OIML-konform	Yes
Toleranz (OIML)	0,25 mg
Dichte (kg/m³)	8.000
Volumen (cm³)	62,5

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	38×38×63 mm
Bruttogewicht	0,50 kg
Nettogewicht	0,50 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	963-239

Funktionen

Standard

KERN 307-09

Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 500 g, Knopf, Edelstahl poliert



Option

