# KERN 327-08

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 200 g, Knopf, Edelstahl poliert




| Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen | |
|---|---|
| Modell-Artikel-Code | 327-08 |
| Modell-Reihe | 327 |
| Assortment | Waagen |
| Segment | Prüfgewichte |
| Produktgruppe | OIML F1 Prüfgewichte |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel;Zubehör/DL |
| EAN-Code (Modell) | 4045761247147 |
| Vorgängermodell | 327-8-2.025a |
| Geplanter Starttermin | 2026-2HJ |
| Zolltarifnummer | 84239090 |
| Herkunftsland | CN |

| Technische Daten - Primär | |
|---|---|
| Nennwert | 200 g |
| Toleranz (OIML) | 1 mg |
| Gehäuse Aluminium | 317-080-600 |
| Gehäuse Kunststoff | 347-080-400 |
| Gehäuse Holz | 317-080-100 |

| Technische Daten - Konstruktion | |
|---|---|
| Werkstoff | Edelstahl poliert |

| Technische Daten - Messsystem | |
|---|---|
| Nominalwert | 200 g |
| OIML-Klasse | F1 |
| OIML-konform | Yes |
| Toleranz (OIML) | 1 mg |
| Dichte (kg/m³) | 7.960 |
| Volumen (cm³) | 25 |

| Technische Daten - Verpackung & Versand | |
|---|---|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 28×28×48 mm |
| Bruttogewicht | 0,20 kg |
| Nettogewicht | 0,20 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 0 g |
| Lieferzeiten | 1 d |

| Optionale Dienstleistungen | |
|---|---|
| DAkkS Kalibrierung | 962-438 |

## Funktionen

| |
|---|
| Standard |

# KERN 327-08

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 200 g, Knopf, Edelstahl poliert

1 DAY

Option

DAkkS