KERN OZM 933

Vordefinierte Stereomikroskop-Sets mit PREMIUM-Universalständer und Beleuchtung für Ihren funktionalen Arbeitsplatz



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	OZM 933
Modell-Reihe	OZM-9
Assortment	Mikroskope & Optische Messtechnik
Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Stereomikroskope
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761189041
Nachfolgemodell	OZP 933
Geplanter Starttermin	2016-1HJ
Zolltarifnummer	90111000
Modell- Status	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Optisches System	Greenough
Tubus	Trinokular
Okular	Eyepiece HSWF 10x / Ø 23mm with anti-fungus, high eye point
Objektive	0,7x - 4,5x
Beleuchtung	4,5W LED (Auflicht)

Technische Daten - Konstruktion	
System	Aufrecht
Winkel des Tubus	45°
Rotation des Tubus	Yes
Standtyp	Universal (Kugelgelagerter Doppelarm mit Platte)
Fläche des Ständers	254×254 mm
Durchmesser des Halters	76 mm
Augenabstand (max)	76 mm
Augenabstand (min)	52 mm
Einstellbare Dioptrie	Beidseitig
Fokussiermechanik	Grobtrieb
Gesichtsfeld min	5,1 mm
Gesichtsfeld max.	32,8 mm
Arbeitsabstand	110 mm
Probenhöhe max	130 mm
Maximale Auflösung	0,0046 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Art der Spannungsversorgung	Eingebautes Netzteil
Eingangsspannung	100 - 240 V
Netzstecker	Schuko
Schutzklasse	Schutzklasse II - Schutzisolierung

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	700×520×350 mm
Bruttogewicht	32 kg
Nettogewicht	28 kg
Versandart	Paketdienst
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

WEEE	Yes

Technische Daten - Beleuchtung

Beleuchtungsrichtungen	Auflicht
Art des einfallenden Lichts	LED
Intensität des einfallenden Lichts	4,5 W
Dimmbar	Auflicht

Funktionen

Standard

