KERN 307-05

Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 20 g, Knopf, Edelstahl poliert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	307-05
Modell-Reihe	307
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761314221
Vorgängermodell	307-5-2.021a
Geplanter Starttermin	2022-2HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Nennwert	20 g
Toleranz (OIML)	0,025 mg
Gehäuse Aluminium	317-050-600
Gehäuse Kunststoff	317-050-400
Gehäuse Holz	317-050-100

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl poliert

Technische Daten - Messsystem	
Nominalwert	20 g
OIML-Klasse	E1
OIML-konform	Yes
Toleranz (OIML)	0,025 mg
Dichte (kg/m³)	8.000
Volumen (cm³)	2,5

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	13×13×22 mm
Bruttogewicht	0,05 kg
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	963-235

Funktionen

Standard

KERN 307-05

Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 20 g, Knopf, Edelstahl poliert



Option

