KERN 367-05

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 20 g, Knopf, Edelstahl feingedreht



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	367-05
Modell-Reihe	367
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M3 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761257245
Vorgängermodell	367-45
Geplanter Starttermin	2022-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär	
Nennwert	20 g
Toleranz (OIML)	25 mg
Gehäuse Aluminium	317-050-600
Gehäuse Kunststoff	347-050-400
Gehäuse Holz	337-050-200

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl feingedreht

Technische Daten - Messsystem	
OIML-Klasse	M3
OIML-konform	Yes
Dichte (kg/m^3)	7.950
Volumen (cm^3)	2,381

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	13×13×21 mm
Bruttogewicht	0,05 kg
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung	
Eichung möglich	No

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-635

Funktionen

Standard

KERN 367-05

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 20 g, Knopf, Edelstahl feingedreht



Option

