KERN MBD 20K-2

Pèse-bébé ergonomique optimisé avec grande surface de pesée



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	MBD 20K-2
Model-Serie	MBD
Assortiment	KERN
Type de produit	Produits médicaux
Groupe de produits	Pèse-bébés
Type d'utilisation du produit	Pièce de rechange;Élément de la liste des pièces commerciales;Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761201972
Modèle prédécesseur	MBE 20K10
Modèle successeur	MBF 100K-2
Date de début prévue	2018-1HJ
Numéro de tarif douanier	84231090
Statut du modèle	Yes
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	15 kg
Lecture	0,01 kg

Données techniques - Construction	
Plaque de pesage du matériau	Plastique
Surface de pesée (d)	560×225 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	560×225 mm
Dimensions entièrement monté (LxPxH)	597×350×74 mm
Boîtier du matériau	Plastique

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	30 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	2×15 V AAA
Temps de fonctionnement	20 h

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement impossible
Linéarité	± 0,05 kg
Répétabilité	0,01 kg
Unités de pesage	Kg;lb
Système de pesage	Jauge de contrainte

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	10 °C

KERN MBD 20K-2

Pèse-bébé ergonomique optimisé avec grande surface de pesée

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	654×480×177 mm
Poids brut	6 kg
Poids net	2,0 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	36 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	850 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	12 g
Délai de livraison	1 d

Services en option	
DAkkS Calibrage	963-128

Les fonctions

Standard

