# KERN 318-36

Milligrammgewicht, E2, 50 mg, Draht, Edelstahl poliert



| Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen | |
|---|---|
| Modell-Artikel-Code | 318-36 |
| Modell-Reihe | T318-3.-A |
| Assortment | Waagen |
| Segment | Prüfgewichte |
| Produktgruppe | OIML E2 Prüfgewichte |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel;Zubehör/DL |
| EAN-Code (Modell) | 4045761478541 |
| Vorgängermodell | 318-36-2.024a |
| Geplanter Starttermin | 2025-2HJ |
| Zolltarifnummer | 84239090 |
| Herkunftsland | CN |

| Technische Daten - Primär | |
|---|---|
| Nennwert | 50 mg |
| Toleranz (OIML) | 0,012 mg |
| Gehäuse Aluminium | 317-009-600 |
| Gehäuse Kunststoff | 347-009-400 |
| Gehäuse Holz | 338-090-200 |

| Technische Daten - Konstruktion | |
|---|---|
| Abmessungen (B×T×H) | 11×11×3 mm |
| Werkstoff | Edelstahl poliert |

| Technische Daten - Messsystem | |
|---|---|
| OIML-Klasse | E2 |
| OIML-konform | Yes |

## Funktionen

Standard

| | |
|---|---|
| Dichte (kg/m³) | 8.000 |
| Volumen (cm³) | 0,0063 |

| Technische Daten - Verpackung & Versand | |
|---|---|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 11×11×3 mm |
| Bruttogewicht | 0,05 kg |
| Nettogewicht | 0,05 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 0 g |
| Lieferzeiten | 1 d |

| Optionale Dienstleistungen | |
|---|---|
| DAkkS Kalibrierung | 962-356 |

# KERN 318-36

Milligrammgewicht, E2, 50 mg, Draht, Edelstahl poliert

1 DAY

Option

DAkkS