KERN MGC 100K-1S05

Der robuste Klassiker zum schnellen Ermitteln des Körpergewichts



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	MGC 100K-1S05
Modell-Reihe	MGC
Assortment	Waagen
Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Badezimmerwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761208339
Geplanter Starttermin	2018-1HJ
Zolltarifnummer	84231090
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	150 kg
Ablesbarkeit	1 kg
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	265×265×70 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Material-Wägeplatte	Kunststoff
Wägefläche (d)	265×265 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	265×265 mm
Abmessungen komplett montiert (BxTxH)	290×425×90 mm

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	8 mm

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung nicht möglich
Linearität	± 2 kg
Ablesbarkeit	1 kg
Empfohlenes Justiergewicht	100 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	1 kg
Wägeeinheiten	Kg
Wägesystem	Mechanische Waage

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	5 %

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	470×315×565 mm
Bruttogewicht	18 kg
Nettogewicht	16 kg
Versandart	Paketdienst
Lieferzeiten	1 d

Funktionen

Standard

KERN MGC 100K-1S05

Der robuste Klassiker zum schnellen Ermitteln des Körpergewichts

