KERN TGD 50-3CS05

Kompakte Taschenkaratwaage für präzises Wiegen von Schmuck und Edelsteinen



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	TGD 50-3CS05
Modell-Reihe	TGD
Assortment	Waagen
Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Taschenwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761217904
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	50 g
Ablesbarkeit	0,001 g

Technische Daten - Konstruktion	
Material des Gehäuses	Kunststoff
Gehäuseabmessungen (BxTxH)	96×150×64 mm
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Wägefläche (d)	65 mm

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	20 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	4×15 V AAA
Betriebszeit	150 h

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,003 g
Wägebereich	50 g
Ablesbarkeit	0,001 g
Empfohlenes Justiergewicht	50 g (F2)
Reproduzierbarkeit	0,003 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s
Tara-Bereich	50 g
Anwärmzeit	30 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	Ct;dwt;g;gn;oz;ozt
Karat - maximale Kapazität	250 ct
Karat - Ablesung	0,005 ct


Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	35 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	15 %

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Bruttogewicht	2,0 kg
Nettogewicht	1,2 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	440 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	963-127S05.

Funktionen

Standard



Option

