
KERN PDT 1000-3

Präzisionswaage mit vielseitigen Funktionen und Touch-Display



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	PDT 1000-3
Modell-Reihe	PDT
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Präzisionswaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761484795
Geplanter Starttermin	2025-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	1.020 g
Ablesbarkeit	0,001 g
Reproduzierbarkeit	0,004 g
Linearität	± 0,005 g
Minimales Stückgewicht	100 mg
Wägefläche (d)	115 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Libelle	Yes
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Material des Gehäuses	ABS Kunststoff
Abmessungen der Wägeplatte (Durchmesser)	115 mm
Material Windschutz	Glas

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	20 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Eingangsspannung	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig;USB-Device

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit internem Gewicht (automatisch)
Mindestgewicht (USP)	8 g
Empfohlenes Justiergewicht	1 kg (E2)
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	4 s
Anwärmzeit	8 h

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	25 °C
Minimale Umgebungstemperatur	15 °C

Minimale Luftfeuchtigkeit	15 %

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	325×443×396 mm
Bruttogewicht	8 kg
Nettogewicht	6 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	1 kg
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	1 kg
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten	
Auflösung der Zählung	102.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	10 mg

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	963-103

Funktionen

Standard



Option

