KERN MGC 100K-1

Der robuste Klassiker zum schnellen Ermitteln des Körpergewichts



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	MGC 100K-1
Modell-Reihe	MGC
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Badezimmerwaagen
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Handelsstückliste nelement;Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761202078
Geplanter Starttermin	2018-1HJ
Zolltarifnummer	84231090
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägekapazität	150 kg
Ablesbarkeit	1 kg
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	265×210×40 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Material-Wägeplatte	Kunststoff
Wägefläche (d)	265×210 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	265×210 mm
Abmessungen komplett montiert (BxTxH)	290×425×90 mm

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	8 mm

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung nicht möglich
Linearität	± 2 kg
Ablesbarkeit	1 kg
Reproduzierbarkeit	1 kg
Wägeeinheiten	Kg
Wägesystem	Mechanische Waage

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	5 %

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	470×315×113 mm
Bruttogewicht	3,6 kg
Nettogewicht	3,2 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	300 g
Lieferzeiten	1 d

Funktionen

Standard

KERN MGC 100K-1

Der robuste Klassiker zum schnellen Ermitteln des Körpergewichts

