KERN MBF 100K-2

Pèse-bébé et pèse-enfant multifonctionnel avec fonction parent-enfant



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	MBF 100K-2
Model-Serie	MBF
Assortment	Balances
Segment	Produits médicaux
Groupe de produits	Pèse-bébés
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761493827
Modèle prédécesseur	MBD 20K-2; MBD 20K-2S5
Date de début prévue	2026-1HJ
Numéro de tarif douanier	84231090
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	20 kg;100 kg
Lecture	0,01 kg;0,05 kg

Données techniques - Construction	
Plaque de pesage du matériau	Plastique
Surface de pesée (d)	600×295 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	600×295 mm
Dimensions entièrement monté (LxPxH)	600×354×91,5 mm
Boîtier du matériau	Plastique

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	20 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	3x 1,5V AAA
Temps de fonctionnement	51 h

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,15 kg;0,8 kg
Répétabilité	0,04 kg;0,2 kg
Unités de pesage	Kg;lb
Nombre de plages de pesée	2
Système de pesage	Jauge de contrainte

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Température ambiante minimale	5 °C

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	650×350×170 mm

KERN MBF 100K-2

Pèse-bébé et pèse-enfant multifonctionnel avec fonction parent-enfant

Poids brut	2,6 kg
Poids net	1,6 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Délai de livraison	1 d

Services en option

DAkkS Calibrage	963-129

Les fonctions

Standard

