KERN 343-086

Gewichtssatz, M1, 1 mg - 5 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Aluminiumetui



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	343-086
Modell-Reihe	343-0.6
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761224599
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär	
Nennwert	1 mg - 5 kg
Gehäuse Aluminium	313-080-600
Gewichtsset Koffer	Im Aluminiumetui

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl feingedreht
Ist Gewichtsset	Yes

Technische Daten - Messsystem	
OIML-Klasse	M1
OIML-konform	Yes

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	460×260×200 mm
Bruttogewicht	18 kg
Nettogewicht	13 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	5.390 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-607

Funktionen

Standard

KERN 343-086

Gewichtssatz, M1, 1 mg - 5 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Aluminiumetui

1 DAY

Option

DAkkS