KERN ORA 2PA

Brechungsindex-Messung für Labore und die Industrie



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	ORA 2PA
Modell-Reihe	ORA-P
Assortment	Mikroskope & Optische Messtechnik
Segment	Refraktometer
Produktgruppe	Analoge Refraktometer
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761483040
Vorgängermodell	ORA 2PA-2.024a
Geplanter Starttermin	2025-1HJ
Zolltarifnummer	90275000
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Skalen	Refractive index Urine (spec. gravity) Serum proteine
Skala Bereich	1,3330 nD - 1,3600 nD 1,000 sgU - 1,050 sgU 0 g/dl - 12 g/dl
ATC	Yes

Technische Daten - Konstruktion	
Typ	Handrefraktometer
Skala anzeigen	Analog
Abmessungen (B×T×H)	178×40×40 mm

Technische Daten - Messsystem	
Messverfahren	Lichtbrechung
Messung Temp min	10 °C
Mess-Temp max	30 °C
Ablesung	0,0005 nD 0,002 sgU 0,2 g/dl

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	215×94×65 mm
Bruttogewicht	0,35 kg
Nettogewicht	0,30 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	26,14 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	26,14 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
ISO-Kalibrierung	961-290

Funktionen

Standard



Option

