KERN MPK 200K-1P

Personenwaage mit Stativ für eine bequeme, ergonomisch optimierte Bedienung



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	MPK 200K-1P
Modell-Reihe	MPK
Assortment	Waagen
Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Badezimmerwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761201989
Geplanter Starttermin	2018-1HJ
Zolltarifnummer	84231090
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	250 kg
Ablesbarkeit	0,1 kg
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	350×350×45 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Material-Wägeplatte	Kunststoff
Wägefläche (d)	350×350 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	350×350 mm
Abmessungen komplett montiert (BxTxH)	350×420×955 mm

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	28 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	4×15 V AA
Betriebszeit	100 h

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 1 kg
Ablesbarkeit	0,1 kg
Empfohlenes Justiergewicht	250 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,1 kg
Wägeeinheiten	Kg;lb
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	5 %

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	445×1.003×145 mm
Bruttogewicht	7 kg

Nettogewicht	3,8 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	604 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	1.097 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	17 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	394 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	370 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-129

Funktionen

Standard

