
# KERN 348-09

Milligrammgewicht, M1, 500 mg, Plättchen, Edelstahl poliert



| Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen | |
|---|---|
| Modell-Artikel-Code | 348-09 |
| Modell-Reihe | T348-A |
| Assortment | Waagen |
| Segment | Prüfgewichte |
| Produktgruppe | OIML M1 Prüfgewichte |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel;Zubehör/DL |
| EAN-Code (Modell) | 4045761240216 |
| Vorgängermodell | 348-9-2.019a |
| Geplanter Starttermin | 2020-1HJ |
| Zolltarifnummer | 84239090 |
| Herkunftsland | CN |

| Technische Daten - Primär | |
|---|---|
| Nennwert | 500 mg |
| Toleranz (OIML) | 0,8 mg |
| Gehäuse Aluminium | 317-009-600 |
| Gehäuse Kunststoff | 347-009-400 |
| Gehäuse Holz | 338-090-200 |

| Technische Daten - Konstruktion | |
|---|---|
| Abmessungen (B×T×H) | 12×12×4 mm |
| Werkstoff | Edelstahl poliert |

| Technische Daten - Messsystem | |
|---|---|
| OIML-Klasse | M1 |
| OIML-konform | Yes |
| Dichte (kg/m³) | 7.960 |

| Technische Daten - Verpackung & Versand | |
|---|---|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 12×12×4 mm |
| Bruttogewicht | 0,05 kg |
| Nettogewicht | 0,05 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 0 g |
| Lieferzeiten | 1 d |

| Optionale Dienstleistungen | |
|---|---|
| DAkkS Kalibrierung | 962-659 |

## Funktionen

Standard

# KERN 348-09

Milligrammgewicht, M1, 500 mg, Plättchen, Edelstahl poliert

1 DAY

Option

DAkkS