KERN MSC 100

Wenn jeder Zentimeter zählt – mechanischer Größenmessstab mit Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	MSC 100
Modell-Reihe	MSC
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Körpergröße Messung
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761194717
Vorgängermodell	MSC 100-2.016a
Geplanter Starttermin	2017-1HJ
Zolltarifnummer	84239010
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Messbereich	100 cm
Ablesung	1 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen (B×T×H)	1.040×290×55 mm

Technische Daten - Messsystem	
Messbereich	100 cm
Ablesung	1 mm
Min Länge	7,5 cm
Gerätetyp	Mechanischer Tisch
Einheiten	Cm;inch/ft
Toleranz Länge	5 mm

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1.085×70×40 mm
Bruttogewicht	0,95 kg
Nettogewicht	0,70 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	112,5 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	112,5 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung	
MPG-Klasse	1m
GMDN-Code	37001

Funktionen

Standard

KERN MSC 100

Wenn jeder Zentimeter zählt – mechanischer Größenmessstab mit Medizinzulassung
für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik

