KERN OBL 137T241

Die digitalen Laborhelfer mit Infinity Optik und fix-vorzentrierter Köhler Beleuchtung



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	OBL 137T241
Modell-Reihe	OBL-S
Assortment	Mikroskope & Optische Messtechnik
Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Durchlichtmikroskope
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761228511
Geplanter Starttermin	2019-2HJ
Zolltarifnummer	90118000
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Optisches System	Infinity
Tubus	Trinokular
Standard-Objektive	100x;10x;40x;4x
Qualität der Objektive	Infinity E-Plan
Beleuchtung	3W LED (Durchlicht)

Technische Daten - Konstruktion	
System	Aufrecht
Tubus-Typ	Butterfly
Winkel des Tubus	30°
Rotation des Tubus	Yes
Objektivrevolver-Positionen	4
Augenabstand (max)	75 mm
Augenabstand (min)	50 mm
Einstellbare Dioptrie	Einseitig
Fokussiermechanik	Koaxialer Grob- und Feintrieb
Feintrieb minimal	0,002 mm
Tischverfahrweg	76 mm;52 mm
Aperturblende	Yes
Kondensor Typ	ABBE
Apertur des Kondensors	1,25
Befestigung des Kondensors	Fix
Abmessungen (B×T×H)	394×235×600 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Art der Spannungsversorgung	Eingebautes Netzteil
Eingangsspannung	100 - 240 V
Netzstecker	Kaltgerätekabel
Schutzklasse	Schutzklasse I - Schutzleiter
Kabelbefestigung	Abnehmbar
Schnittstellen	HDMI;MicroSD;USB 2.0;WLAN

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

KERN OBL 137T241

Die digitalen Laborhelfer mit Infinity Optik und fix-vorzentrierter Köhler Beleuchtung


Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	590×440×390 mm
Bruttogewicht	10 kg
Nettogewicht	8 kg
Versandart	Paketdienst
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung	
WEEE	Yes

Technische Daten - Beleuchtung	
Beleuchtungsrichtungen	Durchlicht
Art des durchgelassenen Lichts	LED
Durchlichtintensität	3 W
Dimmbar	Durchlicht
Köhler	Yes

Funktionen

Standard



Option

