KERN 367-01

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 1 g, Knopf, Edelstahl feingedreht



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	367-01
Modell-Reihe	367
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M3 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761257207
Vorgängermodell	367-41
Geplanter Starttermin	2022-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär	
Nennwert	1 g
Toleranz (OIML)	10 mg
Gehäuse Aluminium	317-010-600
Gehäuse Kunststoff	347-030-400
Gehäuse Holz	337-010-200

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl feingedreht

Technische Daten - Messsystem	
OIML-Klasse	M3
OIML-konform	Yes
Dichte (kg/m³)	7.950
Volumen (cm³)	0,119

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	6×6×6 mm
Bruttogewicht	0,05 kg
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung	
Eichung möglich	No

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-631

Funktionen

Standard

KERN 367-01

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 1 g, Knopf, Edelstahl feingedreht



Option

