# KERN 362-97

Gewichtssatz, M3, 1 g - 2 kg, Edelstahl (1 g - 50 g) und Gusseisen lackiert (= 100 g), Knopfform (= 50 g, = 500 g) und Zylinderform (100 g, 200 g), im Holzblock



| Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen | |
|---|---|
| Modell-Artikel-Code | 362-97 |
| Modell-Reihe | 362 |
| Assortment | Waagen |
| Segment | Prüfgewichte |
| Produktgruppe | OIML M3 Prüfgewichte |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel |
| EAN-Code (Modell) | 4045761011847 |
| Geplanter Starttermin | 2004-1HJ |
| Zolltarifnummer | 84239090 |
| Herkunftsland | DE |

| Technische Daten - Primär | |
|---|---|
| Nennwert | 1 g - 2 kg |
| Gehäuse Holz | 362-970-300 |
| Gewichtsset Koffer | Im Holzblock |

| Technische Daten - Konstruktion | |
|---|---|
| Werkstoff | Gusseisen lackiert |
| Ist Gewichtsset | Yes |
| Anzahl der Gewichte im Set | 15 |
| Art des Gehäuses | Im Holzblock |

| Technische Daten - Messsystem | |
|---|---|
| Nominalwert | 1 g - 2 kg |
| OIML-Klasse | M3 |
| OIML-konform | Yes |

| Technische Daten - Verpackung & Versand | |
|---|---|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 340×120×60 mm |
| Bruttogewicht | 8 kg |
| Nettogewicht | 8 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 0 g |
| Lieferzeiten | 1 d |

| Technische Daten - Verifizierung | |
|---|---|
| Eichung möglich | No |

| Optionale Dienstleistungen | |
|---|---|
| DAkkS Kalibrierung | 962-620 |

## Funktionen

Standard

# KERN 362-97

Gewichtssatz, M3, 1 g - 2 kg, Edelstahl (1 g - 50 g) und Gusseisen lackiert (= 100 g), Knopfform (= 50 g, = 500 g) und Zylinderform (100 g, 200 g), im Holzblock




Option

