
KERN DAB 100-3IR

Besonders bedienerfreundlicher Feuchtebestimmer mit hochwertigem Infrarot-Quarzglasstrahler



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	DAB 100-3IR
Modell-Reihe	DAB
Assortment	Waagen
Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Feuchtebestimmer
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761226319
Nachfolgemodell	DAB 100-3IR-2.027e
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	110 g
Ablesbarkeit	0,001 g
Reproduzierbarkeit	0,001 g

Technische Daten - Konstruktion	
Libelle	Yes
Material-Wägeplatte	Aluschalen
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Gesamtabmessungen montiert (B×T×H)	240×365×180 mm
Wägefläche (d)	92 mm

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	14 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Netzadapter/Adapter enthalten	EURO
Eingangsspannung	230 V AC, 50 Hz
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,003 g
Messkapazität [Max]	160 °C
Mindestgewicht (USP)	2 g
Ablesbarkeit (Feuchtigkeit)	0,01%
Ablesbarkeit	0,001 g
Reproduzierbarkeit	0,001 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s
Tara-Bereich	110 g
Anwärmzeit	120 min
Wägebereich	110 g

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %

Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	5 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	490×350×350 mm
Bruttogewicht	8 kg
Nettogewicht	5,0 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	1.770 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	1.140 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	400 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Feuchtemessung


Minimale Trocknungstemperatur	40 °C
Maximale Trocknungstemperatur	160 °C

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-127
ISO-Temperatur-Kalibrierung	964-305

Funktionen

Standard



Option

