KERN MPI 200K-1

Pèse-personne avec plateau particulièrement grand et plat pour un accès facile et une sécurité maximale



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	MPI 200K-1
Model-Serie	MPI
Assortiment	KERN
Type de produit	Produits médicaux
Groupe de produits	Pèse-personne
Type d'utilisation du produit	Pièce de rechange;Élément de la liste des pièces commerciales;Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761203310
Date de début prévue	2018-1HJ
Numéro de tarif douanier	84231090
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	200 kg
Lecture	0,1 kg

Données techniques - Construction	
Plaque de pesage du matériau	Plastique
Surface de pesée (d)	430×370 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	430×370 mm
Dimensions entièrement monté (LxPxH)	434×370×40 mm
Boîtier du matériau	Plastique

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	30 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	4x 1,5V AAA
Temps de fonctionnement	20 h

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement impossible
Linéarité	± 1,1 kg
Lecture	0,1 kg
Répétabilité	0,3 kg
Unités de pesage	Kg;lb
Système de pesage	Jauge de contrainte

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C

Données techniques - Emballage et expédition

KERN MPI 200K-1

Pèse-personne avec plateau particulièrement grand et plat pour un accès facile et une sécurité maximale

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	510×420×83 mm
Poids brut	3,6 kg
Poids net	3,2 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	27 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	826 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	16 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	46 g
Délai de livraison	1 d

Services en option	
DAkkS Calibrage	963-129

Les fonctions

Standard

