KERN PCB 300-3-Rez

Upgrade Ihrer Laborwaage zur High-End Rezepturwaage für Pharma, Chemie und Food





Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	PCB 300-3-Rez
Modell-Reihe	PCB-REZ
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Präzisionswaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761484092
Geplanter Starttermin	2025-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	IN
Selektiver Vertrieb	0

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	360 g
Ablesbarkeit	0,001 g
Reproduzierbarkeit	0,002 g
Minimales Stückgewicht	20 mg
Wägefläche (d)	105 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Gehäuseabmessungen (BxTxH)	163×245×65 mm
Libelle	Yes
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Material des Gehäuses	Kunststoff
Abmessungen der Wägeplatte (Durchmesser)	105 mm
Abmessungen Windschutz, innen (Ø×H)	90×40 mm
Material Windschutz	Kunststoff
IP-Schutz-Anzeige	Kein IP-Schutz

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	21 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	4×15 V AA
Betriebszeit	20 h
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Aufladezeit	8 h
Eingangsspannung	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	48 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional - intern
Schnittstellen	Bluetooth (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional)

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht

KERN PCB 300-3-Rez

Upgrade Ihrer Laborwaage zur High-End Rezepturwaage für Pharma, Chemie und Food

Mindestgewicht (USP)	4 g
Empfohlenes Justiergewicht	200 g (F1)
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s
Tara-Bereich	350 g
Anwärmzeit	120 min

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	235×365×175 mm
Bruttogewicht	1,8 kg
Nettogewicht	0,85 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	430 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	430 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	430 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung	180.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	2 mg

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-127

Funktionen

Standard



Option

