KERN OSE 409

Vordefiniertes Stereomikroskop-Set mit Schwenkarm und integrierter Schwanenhalsbeleuchtung für Ihren funktionalen Arbeitsplatz



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	OSE 409
Modell-Reihe	OSE-4
Sortiment	Mikroskope & Optische Messtechnik
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Stereomikroskope
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761170186
Geplanter Starttermin	2017-1HJ
Zolltarifnummer	90111000
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Optisches System	Greenough
Tubus	Binokular
Okular	Eyepiece WF 10x / Ø 20mm with anti-fungus
Objektive	1x
Beleuchtung	3W LED (Auflicht)

Technische Daten - Konstruktion	
System	Aufrecht
Winkel des Tubus	45°
Standtyp	Universal (Schwenkarm mit Blocksockel)
Augenabstand (max)	75 mm
Augenabstand (min)	55 mm
Einstellbare Dioptrie	Einseitig
Fokussiermechanik	Grobtrieb
Gesichtsfeld max.	20 mm
Arbeitsabstand	250 mm
Maximale Auflösung	12,1 mm
Abmessungen (B×T×H)	428×132×344 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Art der Spannungsversorgung	Eingebautes Netzteil
Eingangsspannung	100 - 240 V
Netzstecker	Kaltgerätekabel
Schutzklasse	Schutzklasse I - Schutzleiter
Kabelbefestigung	Abnehmbar

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	415×200×432 mm
Bruttogewicht	8 kg

Nettogewicht	7 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	520,15 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	10,1 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	479,75 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

WEEE	Yes

Technische Daten - Beleuchtung

Beleuchtungsrichtungen	Auflicht
Art des durchgelassenen Lichts	Keine
Art des einfallenden Lichts	LED
Intensität des einfallenden Lichts	3 W

Funktionen

Standard

