KERN 357-06

Einzelgewicht, OIML-Klasse M2, 50 g, Knopf, Edelstahl feingedreht



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	357-06
Modell-Reihe	357
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M2 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761288973
Geplanter Starttermin	2022-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär	
Nennwert	50 g
Toleranz (OIML)	10 mg
Gehäuse Aluminium	317-060-600
Gehäuse Kunststoff	347-070-400
Gehäuse Holz	337-060-200

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl feingedreht

Technische Daten - Messsystem	
OIML-Klasse	M2
OIML-konform	Yes
Dichte (kg/m³)	7.950
Volumen (cm³)	5,9524

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	24×24×51 mm
Bruttogewicht	0,05 kg
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-636

Funktionen

Standard

KERN 357-06

Einzelgewicht, OIML-Klasse M2, 50 g, Knopf, Edelstahl feingedreht



Option

