KERN ADJ 200-4

Balance d’analyse polyvalente pour des applications de routine fiables



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	ADJ 200-4
Model-Serie	ADJ
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances d'analyse
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761252516
Modèle prédécesseur	ADJ 200-4-2.022a
Date de début prévue	2023-1HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	220 g
Lecture	0,0001 g
Répétabilité	0,0002 g
Linéarité	± 0,0004 g

Données techniques - Construction	
Dimensions du pare-vent, intérieur (L×P×H)	175×175×230 mm
Dimensions paravent, extérieur (L×P×H)	230×310×330 mm
Niveau à bulle	Yes
Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Yes
Matériau du boîtier	Fonte d'aluminium, plastique
Taille de la plate-forme (L×P×H)	170×160×205 mm

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	16 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	EURO;UK;US
Tension d'entrée	100-265V; 50-60Hz; 2,0A
Adaptateur secteur	Unité d'alimentation électrique
Les interfaces	RS-232 de série

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids interne (automatique)
Linéarité	± 0,0004 g
Poids minimum (USP)	400 mg
Lecture	0,0001 g
Poids d'ajustement recommandé	200 g (E2)
Répétabilité	0,0002 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s

Temps de préchauffage	8 h
Système de pesage	Compensation de force
Unités de pesage	%;ct;g;lb;oz;PCS
Carat - capacité maximale	1.100 ct
Carat - lecture	0,0005 ct

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	85 %
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Température ambiante minimale	10 °C
Humidité minimale	20 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	325×443×396 mm
Poids brut	8 kg
Poids net	5,0 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	1,4 kg
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	1,4 kg
Composant d'emballage - par poids - bois	0 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage


Résolution du comptage	220.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	1 mg
Poids minimum de la pièce	10 mg

Services en option

DAkkS Calibrage	963-101

Les fonctions

Standard



Option

