KERN ORA 1SA

Brechungsindex-Messung für Labore und die Industrie



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	ORA 1SA
Modell-Reihe	ORA-S
Sortiment	Mikroskope & Optische Messtechnik
Produkt Segment	Refraktometer
Produktgruppe	Analoge Refraktometer
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761483002
Vorgängermodell	ORA 1SA-2.024a
Geplanter Starttermin	2025-1HJ
Zolltarifnummer	90275000
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Skalen	Spec. gravity Salinity
Skala Bereich	1,000 sg - 1,070 sg 0 ‰ - 100 ‰
ATC	Yes

Technische Daten - Konstruktion	
Typ	Handrefraktometer
Skala anzeigen	Analog
Abmessungen (B×T×H)	198×40×40 mm

Technische Daten - Messsystem	
Messverfahren	Lichtbrechung
Messung Temp min	10 °C
Mess-Temp max	30 °C

Funktionen

Ablesung	0,001 sg 1 ‰

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	215×90×65 mm
Bruttogewicht	0,45 kg
Nettogewicht	0,30 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	71,14 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	71,14 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
ISO-Kalibrierung	961-290

Standard



Option

