KERN 346-79

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 50 kg, Block Eco, Gusseisen lackiert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	346-79
Modell-Reihe	T3x6-7
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761241701
Nachfolgemodell	346-79-2.025e
Geplanter Starttermin	2020-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	CN
Selektiver Vertrieb	0

Technische Daten - Primär	
Nennwert	50 kg
Toleranz (OIML)	2,5 g

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen (B×T×H)	310×157×195 mm
Werkstoff	Gusseisen lackiert

Technische Daten - Messsystem	
OIML-Klasse	M1
OIML-konform	Yes
Dichte (kg/m³)	7.100
Volumen (cm³)	7.042,2535

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	330×180×230 mm
Bruttogewicht	50 kg
Nettogewicht	50 kg
Versandart	Spedition
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	0 g
Lieferzeiten	2 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-646

Funktionen

Standard

KERN 346-79

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 50 kg, Block Eco, Gusseisen lackiert

2 DAYS

Option

DAkkS